



## COJÍN ROHO® MOSAIC®

### CONFORTABLE

Durante más de 30 años, a través de la investigación y el diseño, The ROHO Group ha fabricado productos para satisfacer las necesidades de una variedad de usuarios. El cojín MOSAIC es adecuado especialmente para usuarios que requieren una protección de piel baja, apoyo y confort. Gracias a la tecnología de flotación seca, el cojín MOSAIC no sólo es cómodo, sino que el uso de celdas de aire interconectadas para distribuir las fuerzas de presión en forma homogénea en el cojín le permite ser utilizado con eficacia en la protección de piel de bajo riesgo.

### ECONOMICO

### LIVIANO

Un cojín económico, el MOSAIC ha sido diseñado para proporcionar comodidad, funcionalidad y estabilidad mientras esta sentado. MOSAIC es la opción accesible.



# COJÍN ROHO® MOSAIC®

## CONFORTABLE

Celdas de aire flexibles, interconectadas que pueden ajustarse a la forma anatómica del cuerpo proporcionando una comodidad personalizada.



## ECONOMICO

Construido en Polivinilo blando, el MOSAIC es una solución accesible en ambientes donde se necesite protección para una piel de bajo riesgo.

## LIVIANO

El Cojín MOSAIC pesa solamente 500grs. Simple para llevar de un lugar a otro, Simple de usar!



APLICACIONES	CARACTERISTICAS & BENEFICIOS	OTROS PRODUCTOS ROHO
<b>EL COJIN MOSAIC ES EFECTIVO PARA PACIENTES:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- que requieren una protección baja de piel</li><li>- que requieren confort y soporte</li><li>- que tienen una sensación parcial o total en el área de sentado</li><li>- que tienen un buen equilibrio al sentarse</li></ul>	<b>TECNOLOGIA DE AIRE DE FLOTACION:</b> Provee confort y es efectivo para la protección de la piel  <b>LIVIANO:</b> Ayuda a reducir la fatiga agregando muy poco peso a la silla de ruedas  <b>ECONOMICO:</b> Construido en polivinilo, el cojín MOSAIC es una solución económica en ambientes donde se necesite protección de piel.  El MOSAIC fue diseñado para pacientes que tienen sensibilidad parcial o total en el área de sentado. Para pacientes de alto riesgo o con problemas de piel, recomendamos el uso de cojines ROHO DRY FLOATATION®.	 <b>PRODIGY MATTRESS OVERLAY®</b>   <b>QUADTRO SELECT® HIGH PROFILE® CUSHION</b>
<b>ESPECIFICACIONES</b>  <b>INCLUYE:</b> Cojín MOSAIC, cobertor*, bomba de inflado manual, manual de instrucciones y kit de reparación  <b>CONSTRUCTION:</b> Cloruro de Polivinilo  <b>MEDIDAS:</b> 16" x 16"/41cm x 41cm 18" x 16"/46cm x 41cm 18" x 18"/46cm x 46cm  <b>PESO:</b> Dependiendo del tamaño, aproximadamente 1 lb./5kg (basado en la medida 18" x 16" / 46cm x 41cm)  <b>LIMITE DE PESO:</b> 250 lbs. / 114 kg  <b>GARANTIA:</b> 12-meses limitada  <small>*El cojín MOSAIC esta disponible con cobertor estándar o con cobertor de incontinencia. Por favor especifique que modelo prefiere al realizar su pedido.</small>		<b>PARA INFORMACION ADICIONAL, POR FAVOR CONTACTE:</b> <div></div>



100 North Florida Avenue • Belleville, IL 62221-5429 • USA • [www.therohogroup.com](http://www.therohogroup.com)  
U.S. & Canada: 1 800 851 3449 • 1 618 277 9173 • fax 1 888 551 3449  
Outside the U.S. & Canada: 1 618 277 9150 • fax 1 618 277 6518

©2007, 2009 ROHO, Inc. The following are registered trademarks of The ROHO Group: ROHO®, DRY FLOATATION®, MOSAIC®, PRODIGY Mattress Overlay®, and QUADTRO SELECT®.

ROHO, Inc. has a policy of continual product improvement and reserves the right to amend specifications presented in this sell sheet.